

DynaPro PlateReaderⅢ

プレートリーダー型 動的光散乱測定器

**ハイスループット粒度分布測定を実現!!
バイオ医薬品の安定性評価に有用です**


特長

- 動的&静的光散乱の同時測定が可能
- 96、384、1536穴マイクロプレートに対応
- 全自動、多検体、高速測定を実現
- オンボードカメラによる試料状態の確認が可能
- 蛋白質、ナノ粒子の迅速粒度分布測定を実現
- 蛋白質・ナノ粒子の安定性評価に最適



測定結果表示


384穴マイクロプレートでの測定結果



各ウェルの測定結果を視覚的に表示することができます。

(Wyatt Technology Co.ご提供)


特定ウェルの粒度分布測定結果



各ウェルの粒度分布測定結果も表示することができます。

(Wyatt Technology Co.ご提供)


バイオ医薬品の熱安定性評価



プレート内を徐々に加熱しながら、連続測定を行うことで、多検体試料の温度安定性を短時間で測定できます。

(Wyatt Technology Co.ご提供)

バイオ医薬品のコロイド安定性評価



蛋白質の長期安定性に関する分子間相互作用パラメータ K_D を容易に測定できます。

(Wyatt Technology Co.ご提供)