

高中圧分取精製システムPurif[®]シリーズ


自在に構成できる拡張型・分取精製プラットフォーム

簡易精製 オープン分取の時短
大容量の固相抽出

Flash精製 自動分取・スケールアップ
高速化

HPLC分取 精密自動分取
リサイクル分取+前処理


リサイクル分取



【Purif[®]-aios】



【Purif[®]-Rp2】



サイズ排除分取 (SEC)

K, SB, GF 各シリーズ

- 中・高分子化合物
- ポリマー
- 多糖類・セルロース

HILICモード分取

HILICpak, Asahipak 各シリーズ

- 糖
- ビタミン・ペプチド
- 核酸・塩基

中圧分取

SI, NH, ODS, DIOL ポリマー

- 低・中分子化合物
- 天然物
- 有機化合物

HPLC 分取

SI, ODS, ODS-AQ

- 汎用カラム
- 低・中分子化合物

リサイクル分取

FP シリーズ

- 高速リサイクル分取用
- オリゴマー分取他

アルカリ条件・マルチモード

ODP, GS 各シリーズ

- 塩基性化合物
- 核酸・ビタミン
- 難分離化合物

粗分けから精密分取、リサイクル分取まで目的に沿って
構成と検出器が選べる

1ch 仕様

フラッシュ
分取

HPLC
分取

リサイクル
分取

※後から増設が
可能です。

2ch 仕様

HPLC/
リサイクル分取
フラッシュ
分取

リサイクル
分取
HPLC分取

HPLC分取
HPLC分取


UV/VIS
可視光検出

RID
UV吸収がない
低コスト


ELSD
UV吸収がない
グラジエントを
かけたい

MS
高感度
MS分取

▶リサイクル分取例



▶UV+RIでの分取例



分取総合カタログはこちらから▶

