

蛋白質凝集体、シリコンオイル

ホログラフィック解析型個数カウント式粒度分布計

X Sight Spheryx



粒子1つ1つのホログラムを計測することにより、
個々の粒子粒子径と屈折率を測定します。

- 個々の粒子の粒子径と屈折率を同時測定
- 屈折率情報から粒子を識別可能
- 蛋白凝集、シリコンオイル、その他
エマルションを識別し定量可能
- 優れた定量性
- 小容量測定に対応 (30 μ L \sim)

蛋白質凝集体、シリコンオイル、オレイン酸油滴 (PS80 分解物) の測定

