
Purif シリーズキャンペーン

■期 間: 2025年12月1日~2026年3月31日ご注文分まで

※キャンペーン期間中でも在庫がなくなり次第販売終了とさせていただきます。

■対象者:日本国内のすべてのお客様





40%0FF



高分離能&高速分取にも対応! 【分取条件】 カラム: SI50 µm - SIZE60 SI50µm SI25 µm - SIZE60 SI15 µm - SIZE60 移動相:ヘキサン/酢酸エチル (85/15)Rs 1.39 (peak 1-2) Rs 1.58 (peak 1-2) Rs 1.90 (peak 1-2) 1.0 1 2 3 1.0 - 1 2 3 1.0 サンプル Rs 1.35 (peak 2-3) Rs 1.60 (peak 2-3) Rs 2.01 (peak 2-3) 123 1. フタル酸ジブチル 100 μL 2. フタル酸ジエチル 100 μL 3. フタル酸ジメチル 100 μL 注入量: 350 μL 時間(分) 時間(分) 80mL/min 時間(分) 80mL/min 80mL/min 検出: UV254 nm 流速を下げることでさらに分離性能がUPします。 Rs:分離度

《キャンペーン対象製品価格表》

税別価格(円)

ゲル種	製品コード	品名	本数/ 箱	希望小売価格
	CAP04132	SI-50 SIZE:20	30	30,000
	CAP04133	SI-50 SIZE:60	20	25,000
SI 50 um	CAP04134	SI-50 SIZE:120	20	46,000
	CAP04135	SI-50 SIZE:200	12	43,200
	CAP04136	SI-50 SIZE:400	12	72,000
	CAP04137	SI-50 SIZE:800	5	75,000
SI 15 um	CAP04239	SI-15 SIZE:20	10	94,000
31 13 UIII	CAP04240	SI-15 SIZE:60	10	98,000

ゲル種	製品コード	品名	本数/ 箱	希望小売価格
	CAP04150	ODS-50 SIZE:20	10	38,000
ODS 50 um	CAP04151	ODS-50 SIZE:60	10	78,000
	CAP04152	ODS-50 SIZE:200	5	98,000
ODS 25 um	CAP04153	ODS-25 SIZE:20	5	60,000
0D3 23 uiii	CAP04154	ODS-25 SIZE:60	5	98,000
	CAP04143	NH-50 SIZE:20	30	95,000
	CAP04144	NH-50 SIZE:60	20	84,500
NH 50 um	CAP04145	NH-50 SIZE:120	20	123,000
	CAP04146	NH-50 SIZE:200	12	118,000
	CAP04147	NH-50 SIZE:400	5	95,000
charge	CAP04214	Charge SI SIZE:20	30	27,000
charge	CAP04215	Charge SI SIZE:60	20	20,000

カラムサイズラインナップ


Purif-Pack® & サンプルチャージ用カラム

- ・カラムサイズの選択は、サンプルの量や分離度Rf値に依存します。※1
 - ◆サンプル量を増やしたい →> 太**いもの**
 - ◆ピークの分離度を上げたい } **->長いもの** ピーク間を離したい



カラムサイズ	寸法(mm)** ² 〈内径×長さ〉	シリカゲル 充填量**3 〈g〉	推奨 サンプル量 〈g〉	推奨流量/ 分取時 〈mL/min〉
SIZE20	20×60	10	0.07 ~ 0.5	7~10
SIZE60	27×100	30	0.3 ~ 3	20
SIZE120	27×200	60	0.6 ~ 6	20
SIZE200	46×110	100	3 ~ 7	60
SIZE400	46×220	200	5 ~ 10	60
SIZE800	55×308	400	10 ~ 20	80
サンプルチャージ用カラム SIZE20	20×60	5	0.07 ~ 0.5	_
サンプルチャージ用カラム SIZE60	27×100	18	0.3 ~ 3	_

- ※1) サンプル回収率や使用溶媒量は、サンプルの組成や使用溶媒などで変動します。
- ※2) シリカゲル充填部分のみ
- ※3) SIシリーズの充填量/シリカゲル目安量



他のカラム・価格照会は、 総合カタログをご利用下さい。 総合カタログはこちら



《消耗品》希望小売価格より 30%OFF

税別価格(円)

	製品コード		品。	名/型 番	入数/箱	希望小売価格
	CAP00271	シールアダプタ	SIZE 20用	(組上:ルアーインジェクション付き)	1	35,500
	CAP00272	シールアダプタ	SIZE 60/120用	(組上:ルアーインジェクション付き)	1	40,000
シールアダプタ	CAP00273	シールアダプタ	SIZE 200/400用	(組上:ルアーインジェクション付き)	1	49,500
	CAP01370	シールアダプタ	SIZE 800用	(組上:ルアーインジェクション付き)	1	83,000
カラムホレダ	CAP01290	カラムホルダ	SIZE 20	(脱落防止付き)	1	5,500
	CAP01291	カラムホルダ	SIZE 60/120	(脱落防止付き)	1	6,000
	CAP01292	カラムホルダ	SIZE 200/400	(脱落防止付き)	1	7,000
	CAP02033	カラムホルダ	SIZE 800	(Purif専用)	1	22,000

精製八一ドキャンペーン



簡易カードリッジ精製セット

【システム構成例】



- ◆ 簡易カートリッジ精製セットは、カートリッジカラムを接続し、 分取するフラッシュクロマトグラフィー分取システムです
- ◆ 従来のガラスカラムへの充填による手間を省略
- ◆ 経済的かつ効率的に再現良く分取精製

用途

- フラッシュクロマト分取
- ・大容量のサンプルの濃縮・前処理など



税別価格(円)

商品コード	商品名	セット内容	キャンペーン価格 20%OFF	希望小売価格
CAP04083	簡易セット-①(※1)	専用ボトル、台座、クランプ、シールアダプタ、カラムホルダ(Size20,60※2)、 精密レギュレーター、配管セット + コンプレッサー	158,400	198,000

☆コンプレッサー及びレギュレーターをお持ちの場合は専用ボトルと配管セット・シールアダプタ・ホルダで分取可能です。※1:カラムサイズの推奨は、Size120までとなります。※2:シールアダプタ、カラムホルダは、Size60、120共通です。

税別価格(円)

商品名	セット内容	キャンペーン価格 20%OFF	希望小売価格
簡易精製増設セット	配管セット、専用ボトル 各2セット入り	89,600	112,000

※コンプレッサーのコネクタは含みません。

分取精製システム Purif®-Rp2 リサイクルユニット



【構成】

- ・Purif®-Rp2 本体(1ch 高圧、2ch 中圧)
- ・UV 検出器 2 台
- ・マニュアルインジェクター 1個
- サンプルラックB2個
- ・リサイクルユニット 1 台(1ch 側)
- ・制御ソフト・PC



Purif®-Rp2 リサイクルユニット付き

特別キャンペーン価格¥6,350,000 (税別)

※据付調整費及び消耗品は含まれません。

各分取モードが可能

フラッシュ分取

HPLC分取





分取 HPLC カラムにご興味のある方はこちら

品 名(カラムサイズ:mm)



【シリカ系HPLC分取カラム】

商品コード

				12003 (1.37		
Purif-Pack®シリーズ						
	CAP06100	SIL-1 (250×20.0)	1	¥160,000		
SI 15 μm	CAP06101	SIL-2 (250×28.0)	1	¥398,000		
	CAP06102	SIL-3 (250×52.7)	1	¥554,000		
SCI-PACKシ	SCI-PACKシリーズ					
ODS 5 μm	LCC-11731-179	ODS 5 um 250×4.6	1	¥59,000		
	LCC-11731-216	ODS 5 um 250×10.0	1	¥160,000		
	LCC-11731-230	ODS 5 um 250×20.0	1	¥298,000		
	LCC-11741-179	ODS 10 um 250×4.6	1	¥50,000		
	LCC-11741-216	ODS 10 um 250×10.0	1	¥114,000		
ODS 10 μm	LCC-11741-230	ODS 10 um 250×20.0	1	¥216,000		
323 10 μιιι	LCC-11741-251	ODS 10 um 250×30.0	1	¥598,000		
	LCC-11741-209	ODS 10 um 20L×10(G)	1	¥68,000		

LCC-11741-223 ODS 10 um 20L×20(G)

ゲル種	商品コード	商品コード 品 名 (カラムサイズ:mm)		希望小売価格 税別(円)	
SCI-PACK ODS-AQシリーズ					
	LCC-11831-179	ODS-AQ 5 um 250L×4.6	1	¥65,000	
ODS 5 μ m	LCC-11831-216	ODS-AQ 5 um 250L×10.0	1	¥175,000	
,	LCC-11831-230	ODS-AQ 5 um 250L×20.0	1	¥340,000	
ODS 10	LCC-11831-209	ODS-AQ 5 um 20L×10(G)	1	¥75,000	
ODS 10 μm	LCC-11831-223	ODS-AQ 5 um 20L×20(G)	1	¥113,000	

*SCI-PACK は信和化工株式会社との共同開発品となります。 *ODS のバルクゲルをご所望の際はお問い合わせください。

Purif シリーズキャンペーン申込書

※ご注文の際は、下記申込書をご記入の上、ご注文書と一緒にお送りください。

¥128,000

お申込日			
ご芳名			
貴社名		ご所属名	
ご住所	〒		
E-mailアドレス		TEL	
製品名			
代理店名(※)		代理店 担当者名(※)	

(※) お取引のある代理店がございましたらご記入ください。

【キャンペーン実施期間】2025年12月1日~2026年3月31日ご注文分まで

【納期について】3月末に納品ができない商品もございますので、別途ご相談ください。

***** SHOKO** 昭光サイエンス株式会社

東日本営業所:〒225-0012 横浜市青菓区あざみ野南1-3-3 TEL.045-913-6688 FAX.045-913-5802 西日本営業所:〒530-0005 大阪市北区中之島 3-3-3 TEL.06-7670-0976 FAX.06-7670-0982 横浜事業所:〒225-0012横浜市青葉区あざみ野南1-3-3 TEL.045-913-6688 FAX.045-913-5802 埼玉事業所:〒345-0023 埼玉県北葛飾郡杉戸町本郷473-3 TEL.0480-35-2915 FAX.0480-35-2930 社:〒225-0012 横浜市青葉区あざみ野南1-3-3 TEL.045-913-5808 FAX.045-913-5802

URL https://www.shoko-sc.co.jp E-mail info@shoko-sc.co.jp