


高中圧分取精製システムPurif®シリーズ

自在に構成できる拡張型・分取精製プラットフォーム

簡易精製

オープン分取の時短
大容量の固相抽出



Flash精製

自動分取・スケールアップ・高速化



【Purif®-aios】

HPLC分取

精密自動分取
リサイクル分取+前処理



【Purif®-Rp2】

濃縮・回収



【EVAN-HEX】

サイズ排除分取 (SEC)

K,SB,GF 各シリーズ
中・高分子化合物
ポリマー
多糖類・セルロース

HILICモード分取

HILICpak,Asahipak 各シリーズ
糖
ビタミン・ペプチド
核酸・塩基

中圧分取

SI,NH,ODS,DIOL ポリマー
低・中分子化合物
天然物
有機化合物

HPLC 分取

SI,ODS
汎用カラム
低・中分子化合物

リサイクル分取

FP シリーズ
高速リサイクル分取用
オリゴマー分取他

アルカリ条件・マルチモード

ODP,GS 各シリーズ
塩基性化合物
核酸・ビタミン
難分離化合物

粗分けから精密分取、リサイクル分取まで目的に沿って
構成と検出器が選べる

1ch 仕様

フラッシュ
分取

HPLC
分取

リサイクル
分取

※後から増設が
可能です。

2ch 仕様

HPLC/
リサイクル分取

フラッシュ
分取

リサイクル
分取

HPLC分取

HPLC分取

HPLC分取


UV/VIS
可視光検出

RID
UV吸収がない
低コスト


ELSD
UV吸収がない
グラジエントを
かけたい

MS
高感度
MS分取

▶リサイクル分取例



▶UV+RIでの分取例



分取総合カタログはこちらから▶

