

粒度分布・ゼータ電位測定ソリューションを提供します

濃厚系粒度分布測定器 APS-100/200di

- 超音波減衰法による粒度分布測定
- 試料濃度：0.1 ~ 50 Vol%
- 水系&溶剤系の双方に対応
- 適応pH範囲：1 ~ 14
- 色の付いたサンプルにも対応
- 粒度分布形状を仮定せずに測定可能



キャピラリー式粒度分布測定器 CHDF-4000

- ナノ〜サブミクロン粒子を分離検出
- 多分散系サンプルの粒度分布形状を正確に測定
- オートサンプラーを用いた自動分析に対応



測定精度を向上させたい

スラリー&エマルジョンを
希釈せずに測定したい

粒度分布
測定の課題



ナノ粒子トラッキング分析装置 Envision

- 通路側のパネルをご覧ください

粗粒子の管理をしたい

濃厚系ゼータ電位測定器 ZA-500/Zeta Finder

- 電気音響効果法によるゼータ電位測定
- 試料濃度：0.1 ~ 50Vol%
- 水系&溶剤系の双方に対応
- 適応pH範囲：1 ~ 14
- 色の付いたサンプルにも対応
- 自動滴定装置との組み合わせに対応
- 攪拌しながらの測定に対応



ホログラフィック解析型 個数カウント式分布測定器 xSight

- 個々の粒子の粒子径と屈折率を同時測定
- 粒子を識別し、各々の粒子径分布を測定可能
- 優れた定量性
- スラリー、インク、バイオ医薬品中の粗大粒子の定量に有用

