

お得な【年度末キャンペーン】のご案内 - 第2弾

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。この度、弊社・サンプル前処理 / 分取精製製品「Purif®-シリーズ」のキャンペーンを企画致しました。この機会に是非とも、ご購入・ご検討など頂けますようお願い申し上げます。

高耐圧 / 高感度 分取精製システム

Purif®-Rp2

カラム分析 / 分取、
逆相 / 順相も
この1台があればOK!

プリフーアールピー-2

本体価格：¥7,250,000(税別)を



キャンペーン価格

¥3,980,000 (税別)

**2017年3月31日
ご発注分まで**



製品の特長

「Purif®-Rp2」は、市販の中圧 / フラッシュ用カートリッジカラムやHPLC用カラムを用いることにより、数十グラムからマイクロ・グラムオーダーの分取が可能なマルチパーパス・システムです。

- **ダブルプランジャーポンプの無脈流性能を保ちつつ、送液圧力が 20MPa の高耐圧仕様のタイプも選べます。**

中圧/フラッシュ精製から高圧/精密分取、カートリッジカラムから高圧ステンレスカラムまで使用可能です。

- **2チャンネルが完全に独立制御可能な分取精製システムです。**

2チャンネルを利用することで順相～逆相分取精製を、溶媒 / 水などをセットしたまま、この1台で実験が可能です。

- **通常の分取用セル(光路長 : 0.2mm)から、高感度セル(光路長 : 3mm)まで選択可能!**

UV 吸収の弱い天然物等にも対応、マイクログラムオーダーの少量サンプル分取にもご利用頂けます。

- **検出器は 4 波長可変検出器 (UVフィルタ切り換え方式) を搭載。**

UV 2 波長同時検出機能、UV+RI、UV + ELSD (蒸発光散乱検出)、MS(質量分析計)分取にも対応可能です。(一部、オプション対応)

製品構成

- ◆ 2チャンネル独立制御システム（タッチパネル PC、制御ソフトウェア含む） …1 式
- ◆ ワンカム・ダブルプランジャー送液ポンプ
（高圧 20MPa, 50mL/min : 中圧 2MPa, 100mL/min） …各 1 式
- ◆ UV 検出器（標準 254nm / オプション 4 波長切り換え式 UV 検出機能装備） …2 式
- ◆ UV セル（標準 0.2mm 光路長 / 高感度 3mm 光路長） …各 1 式
- ◆ サンプルインジェクター（高圧ライン側） …1 式
- ◆ 2チャンネル独立カラムスタンド …1 式
- ◆ 2チャンネル独立動作フラクションコレクタ …1 式
- ◆ 試験管ラック（Bタイプ :φ17.5×130mm用） …2 個
- ◆ 試験管（Bタイプ :φ17.5×130mm） …2 箱
- ◆ 本体寸法 : W634 x D480 x H660mm
- ◆ 本体重量 : 約 76kg

※シールアダプタ / カラムホルダ、カートリッジカラム等の付属品・消耗品、現地設置費用等は含まれておりません。

◇ 詳細仕様等に関しましては、本製品ホームページも合わせてご参照下さい。

★Purif[®]-Rp2 関連URL : <http://shoko-sc.co.jp/item/prif-rp2/>

■キャンペーンお申込・お問合せ先: 昭光サイエンス株式会社

□東日本営業部 tel: 03-3459-5104 fax: 03-3459-5081 E-mail: yokohama@shoko-sc.co.jp

□西日本営業部 tel: 06-6450-0329 fax: 06-6450-0297 E-mail: 同上

Purif[®]-Rp2 年度末キャンペーン申込書 (2016.11-2017.3)

| | | | |
|-----------------|---|----------------|----|
| お申し込み日 | | ご芳名 | |
| 会社名 研究機関・学校名 | | 部署名 学科・研究室名 | |
| ご住所 | 〒 | | |
| Tel | | E-mail | |
| ご注文製品名 | | | 数量 |
| 代理店名 | | 代理店担当者名 | |

昭光サイエンス(株)はご記入いただきます個人情報をお問い合わせへの対応、製品・サービス等の情報提供および営業活動以外の目的では使用いたしません。

【製造・発売元】



昭光サイエンス株式会社

本社 〒225-0012 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南1-3-3
TEL.045-913-6688 FAX.045-913-5802

東日本営業部 〒105-8432 東京都港区芝公園2-4-1
TEL.03-3459-5104 FAX.03-3459-5081

西日本営業部 〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島2-2-2
TEL.06-6450-0329 FAX.06-6450-0297

<http://www.shoko-sc.co.jp>