

年度末キャンペーン 2023-2024



中圧分取精製カラム

Purif-Pack® プラスワンキャンペーン

- Purif-Pack®
- 簡易カードリッジ精製セット

2023/12/1~2024/3/31



P 1-2

乾固防止機能付

窒素吹付濃縮停止装置 (EVAN-HEX)

販売開始キャンペーン

2023/12/1~2024/2/29



P 3

Shodex カラム

アカデミックキャンペーン 50%~40%OFF

2023/12/1~2024/2/29



P 4

安定同位体

- 安定同位体試薬20%OFFキャンペーン ※1
- 安定同位体比の受託分析キャンペーン ※2

※1 2023/12/1~2024/2/15

※2 2023/12/1~2024/2/29



P 5

研究・実験用消耗品

- 元素分析用消耗品プラスワンキャンペーン (ルディスイス社製)
- シリンジフィルター/バイアル
数量限定40%OFFキャンペーン

2023/12/1~2024/3/31



P 6

中圧分取用ディスポーザブルカラム
小粒径の球状ゲルを細密充填した、高分解能カートリッジカラム

Purif-Pack® プラスワンキャンペーン

- 期 間：2023 年 12 月 1 日～ 2024 年 3 月 31 日 ご注文分まで
※キャンペーン期間中でも在庫がなくなり次第販売終了とさせていただきます。
- 対象者：日本国内のすべてのお客様



購入特典 シールアダプタ+ホルダ **50%OFF**

《プラスワンキャンペーン対象製品価格表》


税抜価格 (円)

ゲル種	製品コード	品 名 / 型 番	入数/箱	希望小売価格
SI 50 um	CAP04132	SI-50 SIZE:20	30	30,000
	CAP04133	SI-50 SIZE:60	20	25,000
SI 25 um	CAP04138	SI-25 SIZE:20	30	43,000
	CAP04139	SI-25 SIZE:60	20	32,000
ODS 50 um	CAP04150	ODS-50 SIZE:20	10	38,000
	CAP04151	ODS-50 SIZE:60	10	78,000
ODS 25 um	CAP04153	ODS-25 SIZE:20	5	60,000
	CAP04154	ODS-25 SIZE:60	5	98,000

	製品コード	品 名 / 型 番	入数/箱	希望小売価格
シールアダプタ	CAP00271	シールアダプタ SIZE 20用 (組上：ルアーインジェクション付き)	1	35,500
	CAP00272	シールアダプタ SIZE 60/120用 (組上：ルアーインジェクション付き)	1	40,000
カラムホルダ	CAP01290	カラムホルダ SIZE 20 (脱落防止付き)	1	5,500
	CAP01291	カラムホルダ SIZE 60/120 (脱落防止付き)	1	6,000

簡易カートリッジ精製セット

【システム構成例】



- ◆ 簡易カートリッジ精製セットは、カートリッジカラムを接続し、分取するフラッシュクロマトグラフィー分取システムです
- ◆ 従来のガラスカラムへの充填による手間を省略
- ◆ 経済的かつ効率的に再現良く分取精製

用途 ・フラッシュクロマト分取
・大容量のサンプルの濃縮・前処理など

カラム1箱プレゼント



税抜価格(円)

商品コード	商品名	セット内容	キャンペーン価格 20%OFF	希望小売価格
CAP04083	簡易セット-①(※1)	専用ボトル、台座、クランプ、シールアダプタ、カラムホルダー(Size20,60※2)、精密レギュレーター、配管セット + コンプレッサー	158,400	198,000

☆コンプレッサー及びレギュレーターをお持ちの場合は専用ボトルと配管セット・シールアダプタ・ホルダーで分取可能です。


※1：カラムサイズの推奨は、Size120までとなります。※2：シールアダプタ、カラムホルダーは、Size60、120共通です。

カラムサイズラインナップ

Purif-Pack® & サンプルチャージ用カラム

・カラムサイズの選択は、サンプルの量や分離度Rf値に依存します。※1

◆サンプル量を増やしたい → 太いもの ◆ピークの分離度を上げたい } → 長いもの
ピーク間を離したい




カラムサイズ	寸法(mm)※2 (内径×長さ)	シリカゲル 充填量※3 <g>	推奨 サンプル量 <g>	推奨流量/ 分取時 <mL/min>
SIZE20	20×60	10	0.07 ~ 0.5	7~10
SIZE60	27×100	30	0.3 ~ 3	20
SIZE120	27×200	60	0.6 ~ 6	20
SIZE200	46×110	100	3 ~ 7	60
SIZE400	46×220	200	5 ~ 10	60
SIZE800	55×308	400	10 ~ 20	80
サンプルチャージ用カラム SIZE20	20×60	5	0.07 ~ 0.5	—
サンプルチャージ用カラム SIZE60	27×100	18	0.3 ~ 3	—

※1) サンプル回収率や使用溶媒量は、サンプルの組成や使用溶媒などで変動します。

※2) シリカゲル充填部分のみ

※3) SIシリーズの充填量 / シリカゲル目安量

部材



他のカラム・価格照会は、
総合カタログをご利用下さい。
総合カタログはこちら



乾固防止機能付 窒素吹付濃縮停止装置 (EVAN-HEX) 販売開始キャンペーン

先着
5台!!

本体価格 ￥1,600,000

¥ 1,280,000 (20%OFF)

さらに、標準試験管 (φ16 × 100 mm) 10本プレゼント

- 期 間 : 2023 年 12 月 1 日 ~ 2024 年 2 月 29 日 ご注文分まで
- 対象者 : 日本国内のすべてのお客様
- 対象台数 : 先着 5 台

本装置は、残留農薬等の水質検査やその他有害化学物質などの長時間を要する窒素濃縮作業、精製装置を使ったフラクションや固相抽出で抽出したサンプルの濃縮作業において、乾固させずに設定した残液量で濃縮を自動終了することができる濃縮装置です。

特 長

- ① 液面センサによる
乾固防止機能を搭載
- ② 個別に吹付ガスを自動停止します
- ③ 個別に濃縮量を変更できます
- ④ 吹付ノズルの自動降下機能による
濃縮の効率化を実現

【EVAN-HEX】



Shodex カラム アカデミックキャンペーン

先着
500本

2023/12/1～2024/2/29 ご注文分

大学、高等専門学校にご所属の方限定！

教育機関での研究をサポートするため日本国内販売に限り、教職員・学生の方を対象としたアカデミックキャンペーンを実施いたします。

キャンペーン内容

■ ご提供価格：メーカー希望小売価格より 40%OFF

*** 分析用カラムとガードカラム同時購入の場合 50%OFF**

■ 対象者：日本国内の大学、高等専門学校等の教育機関にご所属の方限定

■ 対象製品：ショウデックスの標準カラム（ガードカラムを含む）

（但し、メーカー希望小売価格が5万円未満の製品、分取・特注・受注生産製品は対象外です。）

■ キャンペーン期間：2023年12月1日～2024年2月29日



同時購入



or

何本でも組合せ自由



※1回のお申込みで、
ガードカラム1本まで

**50%
OFF**

単品購入



or

単品購入



or



**40%
OFF**

安定同位体試薬 安定同位体比の受託分析キャンペーン

安定同位体試薬 20%OFF キャンペーン

Cambridge Isotope Laboratories, Inc (CIL 社) 製安定同位体試薬の特別価格キャンペーンを実施します。

- 期間：2023年12月1日～2024年2月15日 ご注文分まで
- 対象者：日本国内の全てのお客様
- キャンペーン対象品：Cambridge Isotope Laboratories, Inc (CIL 社) 製安定同位体試薬。
(安定同位体ガスは対象外です。)



《商品・価格の検索》

試薬検索システム						
Cat. No.	試薬名 (英名)	試薬名 (日本語)	規格	希望小売価格 (税別)	在庫状況	送料
BAK-SC5500	PEPTIQANT PLUS HUMAN PLASMA PROTEOMICS KIT	PEPTIQANT PLUS ヒト血清プロテオミクスキット	1 KIT	816,500	★	★
BAK-SC5500	PEPTIQANT PLUS HUMAN PLASMA PROTEOMICS KIT	PEPTIQANT PLUS ヒト血清プロテオミクスキット	1 KIT	1,995,200	★	★
BAK-TQKS	PEPTIQANT PLUS HUMAN PLASMA PROTEOMICS KIT	PEPTIQANT PLUS ヒト血清プロテオミクスキット	1 KIT	532,700	★	★
BAK-TQKS	PEPTIQANT PLUS HUMAN PLASMA PROTEOMICS KIT	PEPTIQANT PLUS ヒト血清プロテオミクスキット	1 KIT	1,129,500	★	★

型番、英名、日本語でも検索できます！

輸送形式が分かります！

価格も確認できます！

検索ページはこちら



※昭光サイエンス(株)は、CIL社の正規代理店です。

安定同位体比の受託分析キャンペーン

- 期間：2023年12月1日～2024年2月29日 ご注文分まで
 - 対象者：日本国内の全てのお客様
- ※上限点数に達し次第、終了とさせていただきます。



《キャンペーン対象分析（1点あたり）》

δ13C分析 ￥8,400

￥7,150

δ13C分析 δ15N分析 ￥14,400

￥13,300

※納期は、別途ご相談ください。

税抜価格(円)

《分析例》

環境
分析

食品
分析

年代
測定

品質
管理

など

研究・実験用消耗品 特別価格キャンペーン

- 期間：2023年12月1日～2024年3月31日ご注文分まで
- 対象者：日本国内の全てのお客様

元素分析装置用消耗品プラスワンキャンペーン

ルディスイス社 (LUDI SWISS AG) はスイスの金属加工メーカーであり、一般的な実験用消耗品から元素分析装置用消耗品まで幅広く製品を供給しております。特に元素分析用前処理装置の消耗品に関しては、Thermo、Leco、PerkinElmer、Elementar 社に対応した消耗品を、高品質で安価にご提供させていただいております。



元素分析用カプセル

- ＜特徴＞・材質：すず、銀、ニッケル、アルミニウム
・ISO9001認証による高品質で均一な重量を保証

下記カプセルを
1箱ご購入ごとに

1箱プレゼント



※プレゼント品はご購入いただいた製品と同製品に限ります。

【すずカプセル Sn97.5%】

税抜価格 (円)

品番	サイズmm	入数	希望小売価格
76162400	φ9×10	75	4,500
76980026	φ3.3×4	250	9,000
76980226	φ3.3×6	250	9,000
76980526	φ3.3×5	250	9,000
76980726	φ4×6	250	9,000
76980926	φ5×8	250	10,000
76981126	φ5×9	250	9,000
76981326	φ5×12	250	9,000
76156710	φ6.7×14	250	22,000

【銀カプセル Ag99.99%】

税抜価格 (円)

品番	サイズmm	入数	希望小売価格
76980036	φ3.3×4	250	15,000
76980236	φ3.2×6	250	15,000
76980536	φ3.3×5	250	15,000
76980736	φ4×6	250	15,000
76981136	φ5×9	250	17,000
76162436	φ9×10	75	10,000

【アルミニウムカプセル Al99.0%】

税抜価格 (円)

品番	サイズmm	入数	希望小売価格
76980816	φ3.3×4	250	10,000
76980716	φ4×6	250	10,000

【ニッケルカプセル Ni99.98%】

税抜価格 (円)

品番	サイズmm	入数	希望小売価格
76980848	φ4.5×10	250	45,000
76980347	φ3.2×7	100	35,000
76981744	φ7×16	100	20,000

シリンジフィルター / バイアル・数量限定 40%OFF キャンペーン

耐薬品性に優れた汎用シリンジフィルターとスクリーネックバイアルおよび圧着済み PP キャンペーンを実施します。

税抜価格 (円)

13MMシリンジフィルター (各100個入り)		キャンペーン価格 40%OFF	希望小売価格
C 335045007	疎水性 PTFE, 13MM*0.45 μm, orange	4,800	8,000
C 335045008	疎水性 PTFE, 13MM*0.22 μm, purple	4,800	8,000
C 335045011	親水性 PTFE, 13MM*0.45 μm, pink	4,080	6,800
C 335045012	親水性 PTFE, 13MM*0.22 μm, golden	4,080	6,800
スクリーネックバイアル内口径 6mm (各100個入り)		キャンペーン価格 40%OFF	希望小売価格
C 335045053	圧着済みキャップ PPキャップ シリコン (白) / PTFE (赤) 0.040"	3,480	5,800
C 335045058	スクリーネックバイアル (32 x 11.6 mm) 透明 Type I Class A対応 (ラベルあり)	2,160	3,600



※キャンペーン期間中でも在庫がなくなり次第販売終了とさせていただきます。

昭光サイエンス 年度末キャンペーン 2023-2024 申込書

〈ご注文の際は、下記申込書をご記入の上、ご注文書と一緒にお願いします。〉

お申込日	年 月 日
ご芳名	
貴社名	
ご所属名	
ご住所	〒
TEL	
E-mail アドレス	
製品名	
代理店名(※)	

(※) お取引のある代理店がございましたらご記入ください。

製品の仕様、価格などは予告なく変更される場合がございます。

昭光サイエンス(株)はご記入いただきます個人情報をお問い合わせへの対応、製品・サービス等の情報提供および営業活動以外の目的では使用いたしません。個人情報保護の方針につきましては、下記をご覧ください。

<https://www.shoko-sc.co.jp/privacy/index.html>

【申込・お問合せ先】



SHOKO SCIENCE 昭光サイエンス株式会社

東日本営業所：〒225-0012 横浜市青葉区あざみ野南1-3-3 TEL.045-913-6688 FAX.045-913-5802
西日本営業所：〒530-0003 大阪市北区堂島2-2-2 TEL.06-6450-0329 FAX.06-6450-0297
埼玉事業所：〒345-0023 埼玉県北葛飾郡杉戸町本郷4-7-3 TEL.0480-35-2915 FAX.0480-35-2930
本社：〒225-0012 横浜市青葉区あざみ野南1-3-3 TEL.045-913-5808 FAX.045-913-5802

URL <https://www.shoko-sc.co.jp>

E-mail info@shoko-sc.co.jp

～ カスタマーサポートセンターのご案内 ～

製品のお問合せ、技術的なご質問など、分析のお悩み相談をお受けしております。お気軽にご連絡ください。

TEL：045-913-6689

E-mail：info@shoko-sc.co.jp

受付時間：10時～17時（時間外：12時～13時）

※土日、祝祭日、年末年始を除く



E-mail会員募集中

ホームページ>お問合せ>「総合お問い合わせフォーム」よりお申し込みください。

多数のアプリケーションを公開しております。
ホームページをご利用ください。
※右記QRコードからアクセスいただけます。

